

2021年8月 吉日

各連携施設

誤接続防止コネクタ導入 ご担当者様

社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院
病院長 島 弘志

誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

拝啓 貴施設におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、この度当院では、厚生労働省発出の「相互接続防止コネクタに係る国際規格の導入について」を受け、2021年9月1日より経腸栄養分野において誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。経腸栄養分野につきましては、連携施設間での混乱を避けるため、当院での導入状況について貴施設と情報共有したく存じます。

つきましては、別添のパンフレットをもちまして、貴施設への周知用資料としてご提供させていただきますので、内容をご確認下さいますようお願い致します。

なお、ご不明な点がございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡下さい。

ご多用のところ恐縮ではございますが、円滑な施設間連携を図るため、何卒ご協力の程宜しくお願い致します。

敬具

お問い合わせ先：

社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院

◇患者・家族サポートセンター 地域連携推進室

◇資材管理部

【電話】0942-35-3322 (代表)

連携施設様向け 誤接続防止コネクタ導入のご案内

厚生労働省通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。特に経腸栄養分野については、円滑な施設間連携を図るため、本紙をもって情報提供させていただきます。

当院の製品切替え予定

2021年9月1日（水）より新規格製品へ切り替えます。

切り替え日以降に当院から転出する患者さんは、
右図の「新規格オス」タイプのコネクタ製品を使用します。



新規格（オス）

※新規格品の供給都合上、一部製品は既存規格を使用して転出する場合がございます。

連携施設様へのお願い

新規格製品と既存規格製品（旧規格品）は、直接接続できません。そのため、貴施設で旧規格品を御使用の場合は、接続にあたり ①「変換コネクタ」のご準備もしくは ②新規格製品への切り替えをお願い致します。


新規格品と既存規格製品（旧規格品）の接続方法

貴施設が旧規格品を御使用の際は、接続するために

① 「変換コネクタ typeA」を介して、
既存規格オスの製品と接続する。

② 「新規格メス」の製品を直接接続する。

のどちらかで対応する必要があります。



① 変換コネクタ typeA



② 新規格（メス）

特に、「変換コネクタ typeA」がないと、既存規格オスの製品とは接続できません。

〈お問い合わせ先〉

社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院

◇患者・家族サポートセンター 地域連携推進室

◇資材管理部

【電話】0942-35-3322（代表）